

PCR-Gefässe 8er-Strips mit flachen Einzeldeckeln Brand

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Life Science](#) / [Genomics](#) / [Amplifikation](#) / [PCR Strips](#) / PCR-Gefässe 8er-Strips mit flachen Einzeldeckeln Brand

Produktdaten

PP. 8 zusammenhängende 0,2 ml - bzw. 0,15 ml-Gefäße mit anhängenden, flachen Einzeldeckeln - optimaler Schutz vor Kontamination. Durch die hochtransparenten Deckel sind sie für die Real-Time PCR geeignet. In Standard und Low Profile Version erhältlich.

Art.-Nr.	Beschreibung	Vol.	Farbe	Preis
7.781 316	Standard	0,2 ml	weiss	CHF 234.20
7.781 317	Low Profile	0,15 ml	weiss	CHF 234.20
7.781 332	Standard	0,2 ml	natur	CHF 231.10
7.781 333	Low Profile	0,15 ml	natur	CHF 230.75

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.05.2024 um 04:44 Uhr.