

Mini cooler



Produkt im eShop



[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Eiswannen & Kühlboxen](#) / Mini cooler

Produktdaten

Aus PC, zum Schutz einer Vielzahl von Reagenzien (Enzymen, DNA, RNA, Zellsuspensionen) durch Kühlung auf dem Labortisch. Aus widerstandsfähigem Polycarbonat, gefüllt mit nicht-toxischem Isoliergele. Fassungsvermögen: 12 Röhrchen von 0,5 bis 2 ml.

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Preis
15.1149.30	Gehaltene Temperatur / Dauer 0 °C / 60 min.	rot	CHF 149.55
15.1149.35	Gehaltene Temperatur / Dauer - 20 °C / 60 min.	gelb	CHF 149.55
15.1149.40	Gehaltene Temperatur / Dauer - 70 °C / 45 min.	weiss	CHF 149.55

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.05.2024 um 00:48 Uhr.