

# Whatman™ Spritzenvorsatzfilter GD/XP Cytiva

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Separation](#) / [Filtration](#) / [Filtrationseinheiten](#) / [Spritzenvorsatzfilter](#) / [Whatman™ Spritzenvorsatzfilter GD/XP Cytiva](#)

## Produktdaten

Gebrauchsfertige Spritzenvorsatzfilter GD/XP von Whatman sind ideal für Proben, die auf anorganische Ionen untersucht werden, da der Anteil extrahierbarer Ionen auf ein Minimum beschränkt ist. Weiterhin sind sie eine Alternative für Anwender die einen Filter mit extrem niedrigen Proteinbindungseigenschaften benötigen.

GD/XP Spritzenvorsatzfilter besitzen eine zweilagige Vorfilterschicht aus Polypropylenfiltern von 20 µm und 5 µm. Für die letzte Stufe der Filtration kann zwischen verschiedenen Membranen gewählt werden, die unter der Vorfilterschicht positioniert werden.

- Gehäuse: Polypropylen (pigmentfrei)
- Filterfläche: 4,6 cm<sup>2</sup>
- Maximaler Betriebsdruck: 5,2 bar
- Totvolumen, volles Gehäuse: 1,4 ml
- Mit Luftspülung: ca. 250 µl
- Abmessungen: 20,8 x 30,0 mm
- Gewicht: ca. 3 g
- Fließrichtung: Fluss sollte von der Einlassseite erfolgen
- Einlass Anschluss: Luer-Lock weiblich
- Auslass Anschluss: Luer Konus
- Sterilisation: Autoklavierbar bei 121 °C (max. 131 °C) bei 1 bar für 20 Min.
- Biosicherheit: Alle Materialien sind nach der USP Klasse zugelassen
- Vorfiltration Medien: PP 20 µm: 5 µm

## Anwendungen

- HPLC-Probenvorbereitung
- Analyse von Metallrückständen

\* Hydrophil

PES = Polyethersulfon / PVDF = Polyvinyliden Fluorid /  
PP = Polypropylen / PTFE = Polytetrafluorethylen

|            |         |       |        |              |
|------------|---------|-------|--------|--------------|
| 12.6870.73 | 0,45 µm | 25 mm | Nylon* | CHF 661.95   |
| 12.6870.74 | 0,45 µm | 25 mm | Nylon* | CHF 3'893.35 |
| 12.6870.75 | 0,45 µm | 25 mm | PVDF*  | CHF 656.00   |
| 12.6870.76 | 0,45 µm | 25 mm | PVDF*  | CHF 3'851.90 |
| 12.6870.77 | 0,45 µm | 25 mm | PTFE   | CHF 656.00   |
| 12.6870.78 | 0,45 µm | 25 mm | PP     | CHF 657.10   |
| 12.6870.79 | 0,45 µm | 25 mm | PP     | CHF 3'851.90 |
| 12.6870.80 | 0,45 µm | 25 mm | PES*   | CHF 661.95   |
| 12.6870.81 | 0,45 µm | 25 mm | PES*   | CHF 3'851.90 |

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 29.04.2024 um 03:51 Uhr.