

Objektträgerboxen

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Medizin & Gesundheit](#) / [Mikroskopie](#) / [Objektträger](#) / [Objektträgerboxen](#)



Produktdaten

Aus Polystyrol, tiefgefrierbar bis -80°C und beständig bis +70°C, übersichtlich, langlebig, einfach im Handling, für 50 Objektträger 76 x 26 mm

- Mit Nummerierung im Boden
- Tiefgefrierbar
- Stapelbar
- Farbcodiert
- Staubdicht
- Nahezu unzerbrechlich

Art.-Nr.	Farbe	L x B x H	Preis
10.6580.00	weiss	172 x 83 x 30 mm	CHF 7.00
10.6580.01	blau	172 x 83 x 30 mm	CHF 7.00
10.6580.02	grün	172 x 83 x 30 mm	CHF 7.00
10.6580.03	rot	172 x 83 x 30 mm	CHF 7.00
10.6580.04	gelb	172 x 83 x 30 mm	CHF 7.00
10.6580.05	schwarz	172 x 83 x 30 mm	CHF 7.00
10.6580.10	violett	172 x 83 x 30 mm	CHF 7.00
10.6580.12	orange	172 x 83 x 30 mm	CHF 7.00
10.6580.14	türkis	172 x 83 x 30 mm	CHF 7.00
10.6599.60	GLW-Rasterstege für 20 Gläser, bis 1,1 mm Stärke, grau, ZK20	---	CHF 2.54
10.6599.62	GLW-Rasterstege für 25 Gläser, bis 0,6 mm Stärke, weiss, ZK25	---	CHF 2.49

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 04.05.2024 um 18:03 Uhr.