

Inkubator Heratherm Thermo Scientific



Produkt im eShop



[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Kälte- & Wärmetechnik](#) / [Brutschränke](#) / [Brutschränke](#) / [Inkubator Heratherm Thermo Scientific](#)

Produktdaten

Die Heratherm® mikrobiologischen Inkubatoren sind wahlweise mit natürlicher Konvektion, Umluft oder DUAL Konvektion sowie in 6 verschiedenen Grössen und 4 Modellvarianten erhältlich.

- Sichere Beobachtung der Proben durch die innenliegende Glastür, ohne die Temperatur zu beeinflussen.
- Sichere Bedingungen bei überragender Temperaturkonstanz.
- Sichere Aufbewahrung mit automatischem Alarm bei Temperaturabweichungen.
- Einfaches Einstellen der Temperatur mit intuitiven Bedienelementen.
- Leicht herausnehmbares „One Click“-Einlegesystem.
- Einfache Reinigung des Innenraums durch abgerundete Ecken.
- Grosse, gut ablesbare Anzeige.
- Kompakte Abmessungen zur Platzoptimierung auf dem Labortisch.
- Einfach stapelbar, ohne Werkzeuge oder Stapelrahmen verwenden zu müssen.
- Effiziente Nutzung des Innenraums durch das flexible Einlegesystem.

Heratherm General Protocol (Typen IGS): Entwickelt für Routine-Applikationen in pharmazeutischen und medizinischen Laboren sowie Forschungs- und Lebensmittel Laboren.

Heratherm Advanced Protocol (Typen IMH, IMHxx SS): Aussergewöhnliche Temperaturleistung für anspruchsvolle Applikationen.

Heratherm Advanced Protocol Security (Typen IMHxx-S und IMHxx-S SS): Zusätzliche Sicherheitsfunktionen für höchsten Probenschutz. Abschliessbare Inkubatortür für beschränkten Zugriff. Akustischer Alarm beim versehentlichen Offenlassen der Tür. Automatischer Alarm bei Über- und Untertemperatur. 140 °C Dekontamination: unerwünschte Mikroorganismen werden innerhalb von 6 Stunden auf ein Minimum reduziert. Keine separate Desinfektion von Einbauten erforderlich. Zertifiziert durch ein akkreditiertes mikrobiologisches Institut.

Typenbezeichnung mit Endung SS = mit Edelstahl-Aussengehäuse.

Temperaturbereich: RT + 5 bis 75 °C (IGS Modelle), RT + 5 bis 105 °C (IMH Modelle)

Art.-Nr.	Typ	Konvektionstechnologie	Vol. l	Preis
17.5007.03	IGS400	Natürlich	405 l	CHF 7'411.30
17.5007.04	IGS750	Natürlich	747 l	CHF 9'912.50

17.5007.05	IGS60	Natürlich	75 l	CHF 2'155.00
17.5007.06	IGS100	Natürlich	117 l	CHF 3'000.00
17.5007.07	IGS180	Natürlich	194 l	CHF 4'175.00
17.5007.08	IMH400-S	Umluft	381 l	CHF 9'302.50
17.5007.09	IMH750-S	Umluft	702 l	CHF 11'637.50
17.5007.10	IMH60	Dual	66 l	CHF 3'312.50
17.5007.11	IMH100	Dual	104 l	CHF 4'412.50
17.5007.12	IMH180	Dual	178 l	CHF 6'345.00
17.5007.15	IMH60 SS	Dual	66 l	CHF 3'726.30
17.5007.16	IMH100 SS	Dual	104 l	CHF 4'900.00
17.5007.17	IMH180 SS	Dual	178 l	CHF 6'887.50
17.5007.18	IMH400-S SS	Umluft	381 l	CHF 10'387.50
17.5007.19	IMH750-S SS	Umluft	702 l	CHF 13'250.00
17.5007.20	IMH60-S	Dual	66 l	CHF 4'025.00
17.5007.21	IMH100-S	Dual	104 l	CHF 5'175.00
17.5007.22	IMH180-S	Dual	178 l	CHF 7'263.80
17.5007.25	IMH60-S SS	Dual	66 l	CHF 4'375.00
17.5007.26	IMH100-S SS	Dual	104 l	CHF 5'587.50
17.5007.27	IMH180-S SS	Dual	178 l	CHF 7'687.50

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 30.04.2024 um 21:54 Uhr.