

Präzisions- Einschlaglupen



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Lupen](#) / Präzisions-Einschlaglupen

Produktdaten

- Achromatische, aplanatische bzw. bikonvexe Linse aus hochwertigem Silikat.
- Mattverchromtes Messinggehäuse mit Öse.
- Linsenfassung aus schwarz lackiertem Metall.

Art.-Nr.	Vergrosserung	Aplanat, D	Preis
18.1176.08	8	23 mm	CHF 60.00
18.1176.10	10	23 mm	CHF 60.65
18.1176.12	12	23 mm	CHF 61.55
18.1177.08	---	---	CHF 59.75
18.1178.11	---	---	CHF 60.60
18.1178.15	15	17 mm	CHF 78.50
18.1178.20	20	17 mm	CHF 110.00

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

www.huberlab.ch