

Färberahmen aus Glas



Produkt im eShop



[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Mikroskopie](#) / [Färbezubehör](#) / Färberahmen aus Glas

Produktdaten

Für 10 Objektträger ca. 76 x 26 mm oder jede beliebige Breite bis ca. 50 mm (für 20 Stück Rücken an Rücken stehend)

Art.-Nr.	L x B x H	Preis
10.0570.01	85 x 30 x 45 mm	CHF 19.40

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
10.0590.01	Drahtbügel für Färbestelle	ab CHF 4.05

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 30.04.2024 um 16:43 Uhr.