

# Stechlanze Milky Bürkle

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Labortops Q2 2026](#) / Stechlanze Milky Bürkle

## Produktdaten

Universeller Pulver- und Granulatsammler aus Edelstahl V4A. Ursprünglich für Milchpulverprobenahme entwickelt, normgerecht, entsprechend DIN und IDF (International Dairy Federation).

Der Sammler wird in Säcke oder Tonnen eingestochen und die Probe mit der halbschalenförmigen Lanze entnommen.

- Edelstahl V4A (1.4404)
- Stechtiefe 385 mm
- Gesamtlänge 480 mm
- Aussendurchmesser ca. 28 mm
- Volumen: 150 ml

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
15.5321.01	Milky Stechlanze	CHF 150.00 <del>CHF 274.25</del>

## Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 20.04.2026 um 11:09 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)