


Färbetrog



Produkt im eShop



[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Mikroskopie](#) / [Färbezubehör](#) / Färbetrog

Produktdaten

Glaskasten mit Falzdeckel und losem Färbeeinsatz aus rostfreiem Edelstahl. Zur gleichzeitigen Färbung von 10 Objektträgern, passend für Objektträger ca. 76 x 26 mm oder jede beliebige Breite bis ca. 45 mm.

Art.-Nr.	Ausführung	L x B x H	Preis
10.0592.01	Färbetrog komplett	90 x 70 x 65 mm	CHF 45.95
10.0593.01	Färbetrog allein, ohne Deckel	90 x 70 x 65 mm	CHF 17.40
10.0594.01	Glasfalzdeckel allein	---	CHF 9.75
10.0595.01	Färbeeinsatz allein	80 x 60 x 50 mm	CHF 21.15
10.0595.50	Färbeeinsatz rund, für 14 Objektträger, Ø ca. 83 mm	---	CHF 94.45

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 28.04.2024 um 14:37 Uhr.