

Concentrator plus, Eppendorf

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Synthese](#) / [Vakuumkonzentration](#) / [Concentrator plus, Eppendorf](#)

Produktdaten

Das neue Design des Concentrator plus wurde mit Blick auf Kundenanforderungen entwickelt und ist eine ergonomische, intuitive und langlebige Lösung, die problemlos auf jeden Labortisch passt. Die moderne Heiztechnologie sorgt für eine optimale Probenbehandlung und gewährleistet somit die schnelle, effiziente und schonende Vakuumkonzentration von DNA/RNA, Nukleotiden, Proteinen und anderen flüssigen oder nassen Proben. Unser neuer, beschichteter Deckel zeichnet sich durch hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Säuren und organischen Lösungsmitteln (z. B. TFA, DMSO) aus.

Es sind drei Konfigurationen des Concentrator plus für die spezifischen Laboranforderungen der Kunden erhältlich:

- Concentrator als Basisversion für den Anschluss an eine bereits vorhandene Vakuumpumpe
 - Gesamtsystem mit integrierter lösungsmittelbeständiger, wartungs- und ölfreier PTFE-Pumpe und Kondensatabscheider
 - Gesamtsystem mit Vakuumanschluss für zusätzliche Kapazität. Die integrierte Vakuumpumpe kann auch separat genutzt werden – ohne dass sie aus dem System ausgebaut werden muss.
- ›Drei Anwendungsmodi wählbar (Vacufuge, Zentrifuge und Exsikkator) für verschiedene Anwendungsanforderungen
- ›Drei Anwendungsmodi wählbar (wässrig, alkoholisch oder mit hohem Dampfdruck) passend zum Lösungsmittel der Probe —Reduzierung der Verarbeitungszeit um 20%
- ›Die 4 wählbaren Heizstufen (Umgebungstemperatur, 30°C, 45°C, 60°C) sorgen für eine effektive Konzentration von verschiedensten Proben
- ›Die Bremsfunktion kann bei empfindlichen Proben optional ausgeschaltet werden.

Art.-Nr.	Ausführung	Bezeichnung	Preis
11.5305.00	mit 48 x 1,5/2,0 ml Festwinkelrotor	Concentrator plus Einzelgerät	CHF 5'768.50
11.5305.01	mit integrierter Membranpumpe und 48 x 1,5/2,0 mL Festwinkelrotor	Concentrator plus Gesamtsystem	CHF 10'279.60

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
11.5301.31	Concentrator plus & Zubehör	ab CHF 67.35

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.05.2024 um 19:18 Uhr.