

Vacuum controller CVC 3000 detect, with support rod for lab scaffold, with in-line isolation valve



Product in eShop

[Home](#) / [Assortment](#) / [Laboratory consumables & instruments](#) / [Vacuum Technology](#) / [Vacuum Measuring & Controllers](#) / [Vacuum control](#) /

Product Data

Der CVC 3000 detect ist ein betriebsfertiger Vakuum-Controller mit bereits montiertem Saugleitungs-, sowie Rückschlagventil auf der Rückseite.

Der Controller kann direkt an eine vorhandene Vakuumpumpe oder ein Vakuumnetz (z.B.: VACUU-LAN) angeschlossen werden. Die Funktion "detect" findet selbständig den Siededruck und hält diesen anschliessend.

ACHTUNG: Diese Funktion ist nicht mit dem AUTOMATIC-MODE der VARIO-Pumpen und Pumpstände zu vergleichen.

Der CVC 3000 detect ist sowohl als Tischversion, als auch für die Stativmontage erhältlich.

Item No.	designation	Price
17.6829.16	CVC 3000 detect zur Befestigung am Stativ	CHF 2'780.00
17.6829.21	CVC 3000 detect Tischmodell	CHF 2'780.00

More product images



* The prices are non-binding and are to be understood as selling prices in Swiss francs without value added tax (VAT), as well as all other fees, charges and taxes. The prices displayed in the eShop may differ from the PDF file due to regular updates.

** Please note that when ordering chemicals and detergents, transport and packaging costs for hazardous goods as well as legally prescribed fees are charged. These will be shown in detail on the order confirmation, which you will receive in addition to the confirmation of receipt.

*** Further information such as technical information and safety data sheets can be found online in our eShop.

**** The PDF file was created on www.huberlab.ch on 17.05.2024 at 20:07 oclock.

www.huberlab.ch