


Pc-Micro Tube Rack For 96 Tubes

[Product in eShop](#)

[Home](#) / [Assortment](#) / [Laboratory consumables & instruments](#) / [Consumables](#) / [Containers](#) / [Tubes](#) / [Tube racks](#) /

Product Data

Das Greiner Bio-One Lagerungsbox-System im Microplatten-Format wird allen Anforderungen gerecht. Aufgrund einer mitgelieferten Codierkarte ist eine sach- und fachgerechte Lagerung von Proben möglich und die Temperaturbeständigkeit der Polypropylen-Gefäße von -80 °C bis +121 °C ermöglicht einen weiten Anwendungsbereich. Alle Komponenten der Lagerungsbox sind autoklavierbar.

Die Box bietet Platz für 96 Gefäße mit jeweils 1,3 ml Fassungsvermögen. Die Röhrchen sind aus biologisch inertem Polypropylen, die Lagerungsbox selbst besteht aus Polycarbonat (PC). Die Lagerungsbox mit Deckel, ID-Card und mit/ohne 96 Polypropylen Röhrchen mit montierten Verschlussstrips ist sowohl steril als auch nicht steril lieferbar.

- Passende Röhrchen : 7.102 201 / 7.102 261 / 7.102 270

Item No.	piece bag/box	Price
7.975 502	1	CHF 51.05
7.975 570	1	CHF 87.59

* The prices are non-binding and are to be understood as selling prices in Swiss francs without value added tax (VAT), as well as all other fees, charges and taxes. The prices displayed in the eShop may differ from the PDF file due to regular updates.

** Please note that when ordering chemicals and detergents, transport and packaging costs for hazardous goods as well as legally prescribed fees are charged. These will be shown in detail on the order confirmation, which you will receive in addition to the confirmation of receipt.

*** Further information such as technical information and safety data sheets can be found online in our eShop.

**** The PDF file was created on www.huberlab.ch on 21.05.2024 at 01:57 oclock.