

Horizontal shaker



Product in eShop

[Home](#) / [Assortment](#) / [Laboratory consumables & instruments](#) / [Sample Handling](#) / [Shaking](#) / [Universal shakers](#) /

Product Data

KS 501 digital, Kreisschüttler / HS 501 digital, Horizontalschüttler
Flacher, formschöner Laborschüttler mit großer Auflagefläche und maximalem Schüttelgewicht von 15 kg.

- Drehzahl stufenlos regelbar von 0 - 300 min⁻¹
- Digitale Drehzahlanzeige
- Schüttelhub 30 mm
- Bewegungsart : KS 501 kreisend, HS 501 reziprok
- Ideal für Gefäße über 250 ml, z. B. Rundkolben, Erlenmeyerkolben Kulturkolben, Kulturflaschen
- Für biologische und mikrobiologische Wachstumsversuche, zum Herstellen von Stammlösungen
- Dauerbetrieb (unendlich) auch unter extremen Belastungen
- Zeitschaltuhr
- Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten, bitte entsprechenden Aufsatz mitbestellen
- Abmessungen (B x H x T) :505 x 120 x 585 mm
- Gewicht :26 kg

Item No.	type no.	Price
17.1387.01	HS 501	CHF 6'317.00

Accessories

Item No.	Description	Price
17.1388.01		from CHF 324.00

More product images



* The prices are non-binding and are to be understood as selling prices in Swiss francs without value added tax (VAT), as well as all other fees, charges and taxes. The prices displayed in the eShop may differ from the PDF file due to regular updates.

** Please note that when ordering chemicals and detergents, transport and packaging costs for hazardous goods as well as legally prescribed fees are charged. These will be shown in detail on the order confirmation, which you will receive in addition to the confirmation of receipt.

*** Further information such as technical information and safety data sheets can be found online in our eShop.

**** The PDF file was created on www.huberlab.ch on 06.06.2024 at 02:35 oclock.

www.huberlab.ch