

Support de tubes à essai Switch-Gridä, POM Bel- Art



Produit en ligne

Home / [Labortops_Q1_2026](#) / Support de tubes à essai Switch-Gridä, POM Bel-Art

Données du produit

Le support avec cadre divisé peut accueillir en même temps jusqu'à deux tailles de tubes différentes. Les grilles peuvent être rapidement changées. Le support de tubes à essai peut être facilement nettoyé avec les détergents courants de laboratoire, éthanol ou alcool isopropylique.

- Pour tubes à essai Ø 10 mm à 30 mm
- Avec 5 inserts grilles à code couleur
- Conception à trois niveaux
- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Résistant aux produits chimiques
- Cadre et grilles sont autoclavables à 121 °C
- Matériau : POM
- Dimensions : 318 x 67 x 111 mm

No. d'article	type	Prix
15.1874.50	Switch-Grid	CHF 85.00

Plus de photos de produits



* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 21.04.2026 à 06:36 heures.

www.huberlab.ch