

Système de rinçage de pipettes Kartell



Produit en ligne

Home / [Labortops Q2 2026](#) / Système de rinçage de pipettes Kartell

Données du produit

Réservoir de nettoyage

Pour un nettoyage facile et en douceur des pipettes selon le principe du siphon. Un système de rinçage complet comprend un lave-pipettes, un récipient de nettoyage et un panier à pipettes, à commander séparément. Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C, bonne résistance chimique.

Pour le pré-nettoyage des pipettes.

- Matériau : PP/PE

Panier à pipettes

Pour un nettoyage facile et en douceur des pipettes selon le principe du siphon. Un système de rinçage complet comprend un lave-pipettes, un récipient de nettoyage et un panier à pipettes, à commander séparément. Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C, bonne résistance chimique.

Pour accueillir des pipettes ou des burettes selon Mohr. Le panier est équipé d'une poignée et d'un anneau réglable en hauteur. Le fond en PE élastique réduit le risque d'endommagement des pipettes. Hauteur de l'insert 280 mm.

- Matériau : PP/PE

Laveur de pipettes

Pour un nettoyage facile et en douceur des pipettes selon le principe du siphon. Un système de rinçage complet comprend un lave-pipettes, un récipient de nettoyage et un panier à pipettes, à commander séparément. Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C, bonne résistance chimique.

Pour rincer les pipettes pré-nettoyées. Le siphon de vidange permet un renouvellement constant de l'eau. Le débit d'eau doit être d'environ 2 l/min.

Matériau : PP/PE

| No. d'article | type | diamètre | hauteur | Prix |
|---------------|------------------------|----------|---------|------------------------|
| 617.2739.20 | Réservoir de nettoyage | 165 mm | 503 mm | CHF 41.70 CHF 87.55 |

| | | | | |
|-------------|------------------------|--------|--------|------------------------------------|
| 617.2739.25 | Réservoir de nettoyage | 165 mm | 650 mm | CHF 41.70 CHF 87.55 |
| 617.2739.80 | Panier à pipettes | 145 mm | 495 mm | CHF 17.35 CHF 36.40 |
| 617.2739.85 | Panier à pipettes | 145 mm | 645 mm | CHF 19.15 CHF 40.15 |
| 617.2739.90 | Panier à pipettes | 145 mm | 870 mm | CHF 28.55 CHF 60.00 |
| 617.4092.38 | Laveur de pipettes | 170 mm | 734 mm | CHF 89.75 CHF 188.00 |
| 617.4092.39 | Laveur de pipettes | 173 mm | 980 mm | CHF 96.95 CHF 203.00 |

Plus de photos de produits



* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 26.05.2026 à 08:10 heures.