

Stativstangen, Stahl verzinkt Bochem



Produit en ligne

Home / [Labortops Q2 2026](#) / Stativstangen, Stahl verzinkt Bochem

Données du produit

No. d'article	diamètre	longueur	Prix
13.5160.81	12 mm	500 mm	CHF 13.55 CHF 19.35
13.5161.82	12 mm	600 mm	CHF 14.95 CHF 21.40
13.5162.83	12 mm	750 mm	CHF 16.30 CHF 23.30
13.5163.84	12 mm	1000 mm	CHF 18.60 CHF 26.50
13.5164.85	12 mm	1250 mm	CHF 20.95 CHF 29.95
13.5165.86	12 mm	1500 mm	CHF 23.85 CHF 34.05

* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 18.04.2026 à 14:11 heures.