

Plaques Deepwell 1,2 ml TreffLab



Produit en ligne

[Home](#) / [Assortiment](#) / [Sciences de la vie](#) / [High-Throughput-Screening \(HTS\)](#) / [microplaques](#) / [Plaques Deepwell 1,2 ml TreffLab](#)

Données du produit

Pour le stockage d'échantillons sanguins, compatible avec les robots de pipetage / pipettes multicanaux, incolore

- 1,2 ml (1 ml avec couvercle fermé)
- Récupération alpha-numérique
- Empilable
- En format SBS pour l'utilisation avec robots de pipetage
- PP: autoclavable (121°C / 20 min.)
- PS: non autoclavable

No. d'article	matériel	emballage	vol. / puit	jupe	Prix
2.0842.01	PP	8 paquets x 4 pces	1,2 ml	élevé	CHF 131.20
2.8419.01	PS	8 paquets x 4 pces	1,2 ml	élevé	CHF 120.64
2.8519.01	PS	8 paquets x 4 pces	1,2 ml	élevé	CHF 132.80
2.8529.01	PP	8 paquets x 4 pces	1,2 ml	élevé	CHF 155.25
2.8564.01	PS	8 paquets x 4 pces	1,2 ml	Standard	CHF 98.85
2.8882.01	PS	8 paquets x 4 pces	1,2 ml	Standard	CHF 121.92
2.8996.01	PP	8 paquets x 4 pces	1,2 ml	Standard	CHF 86.40
2.9118.01	PP	8 paquets x 4 pces	1,2 ml	Standard	CHF 100.80

* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 21.04.2026 à 10:16 heures.

www.huberlab.ch