

Scratcher



Produit en ligne



Home / [Assortiment](#) / [Consommables & Equipement](#) / [Liquid handling](#) / [échantillonnage](#) / [Scratcher](#)

Données du produit

Le scratcher est spécialement conçu pour le prélèvement de substances collantes agglomérées et non coulantes.


- Inox V4A (1.4404)
- Electropoli
- Longueur totale 1000 mm
- Øextérieur avec bord d'exploration: 25 mm
- Autoclavable jusqu'à 121°C

Utilisation

1. Introduire la lancette fermée dans le produit.
2. Ouvrir le compartiment à la profondeur souhaitée en faisant tourner le tube intérieur.
3. Faire tourner le scratcher dans le produit à 360°, le bord racleur amène le matériau aggloméré dans le compartiment.
4. Fermer le compartiment.

No. d'article	vol compart.	Longueur utile	Prix
15.5347.05	5 ml	22 mm	CHF 1'403.90
15.5347.10	10 ml	45 mm	CHF 1'470.35
15.5347.25	25 ml	110 mm	CHF 1'540.30

Plus de photos de produits



* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 17.04.2026 à 13:29 heures.

www.huberlab.ch