

# Pointes de pipette Slim-Line TreffLab



 Produit en ligne

[Home](#) / [Assortiment](#) / [Médecine & santé](#) / [Liquid handling](#) / [pointes pour micropipettes](#) / Pointes de pipette Slim-Line TreffLab

## Données du produit

Graduation, à paroi mince et non stériles


### Caractéristiques de qualité général

- La production en salles blanches et emballage automatique garantit la plus haute qualité
- Fabriqué à partir de polypropylène de haute qualité
- Sans additifs di (2 hydroxyéthyl) méthyl-dodecylammonio (DiHEMDA) et 9-octadécénamide (Oléamide)
- Dans différents formats d'emballage disponibles: sacs, des boîtes et de recharge
- Les pointes de pipette sont disponibles avec jante et cerclées
- Les conseils et les pipettes TreffLab pipette Filter conseils adaptent les pipettes de TreffLab et tous les autres pipettes monocanal ou multicanaux communes
- L'utilisation de systèmes d'emballage respectueux de l'environnement

No. d'article	vol.	exécution	emballage	Prix
2.1176.01	0,1 - 20 µl	sachet	1 sachet à 1000 Stk	CHF 22.26
2.1177.01	0,5 - 20 µl	sachet	1 sachet à 1000 Stk	CHF 23.25
2.1178.01	1 - 50 µl	sachet / Ultra Micro Tip	1 sachet à 1000 Stk	CHF 12.34
2.1179.01	2 - 200 µl	sachet	1 sachet à 1000 Stk	CHF 18.65
2.1180.01	5 - 300 µl	sachet	1 sachet à 1000 Stk	CHF 18.60
2.1181.01	50 - 1000 µl	sachet	1 sachet à 500 Stk	CHF 16.35
2.1182.01	0,1 - 20 µl	TipBox	5 TipBox x 96 Stk	CHF 77.50
2.1183.01	0,5 - 20 µl	TipBox	5 TipBox x 96 Stk	CHF 64.90
2.1184.01	1 - 50 µl	TipBox / Ultra Micro Tip	5 TipBox x 96 Stk	CHF 45.40
2.1185.01	2 - 200 µl	TipBox	5 TipBox x 96 Stk	CHF 43.65
2.1186.01	5 - 300 µl	TipBox	5 TipBox x 96 Stk	CHF 32.76
2.1187.01	50 - 1000 µl	TipBox	5 TipBox x 96 Stk	CHF 58.75
2.1233.01	0,1 - 20 µl	TipRack	10 TipRack x 96 Stk	CHF 63.68
2.1234.01	0,5 - 20 µl	TipRack	10 TipRack x 96 Stk	CHF 63.40

2.1235.01	1 - 50 µl	TipRack / Ultra Micro Tip	10 TipRack x 96 Stk	CHF 38.33
2.1237.01	5 - 300 µl	TipRack	10 TipRack x 96 Stk	CHF 35.60
2.1238.01	50 - 1000 µl	TipRack	10 TipRack x 96 Stk	CHF 36.28
2.1261.01	50 - 1000 µl	TipStack	2 x 5 TipStack x 96 Stk	CHF 37.80
2.7209.01	1000 - 10000 µl	sachet	1 sachet à 100 Stk	CHF 27.44
2.8755.01	500 - 5000 µl	sachet	1 Beutel à 200 Stk	CHF 30.30

## Plus de photos de produits



\* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

\*\* Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

\*\*\* Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

\*\*\*\* Le fichier PDF a été créé sur [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) le 20.04.2026 à 11:09 heures.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)