

Lamelles couvre-objets Marienfeld



Produit en ligne



Home / [Assortiment](#) / [Recherche & développement](#) / [Microscopie](#) / [lamelles couvre-objets](#) / Lamelles couvre-objets Marienfeld

Données du produit

- en verre borosilicaté chimiquement résistant D 263® M de la première classe hydrolytique
- absolument incolore, parfaitement clair, convient à la microscopie par fluorescence
- selon DIN ISO 8255
- pour les applications de diagnostic in vitro (IVD) selon la directive IVD 98/79/CE, avec marquage CE et numéro de lot pour une information et une traçabilité complètes

No. d'article	description	Prix
10.0362.14	No. 1, Ø 10 mm	CHF 102.00
10.0362.16	No. 1, Ø 12 mm	CHF 97.38
10.0362.18	No. 1, Ø 14 mm	CHF 100.65
10.0362.80	No. 0, Ø 22 mm	CHF 549.99

* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 17.05.2026 à 07:50 heures.