

Support Sartolab® MultiStation Sartorius



Produit en ligne



Home / [Labortops Q2 2026](#) / Support Sartolab® MultiStation Sartorius

Données du produit

Sartolab® MultiStation est un support spécialement conçu pour accueillir de 1 à 6 unités de filtration sous vide, permettant de filtrer simultanément, en mode mains libres, jusqu'à 6 échantillons.

- Une seule source de vide permet de filtrer simultanément jusqu'à 6 échantillons
- Gain de temps (pas de temps d'installation pour chaque unité de filtrage avant utilisation)
- Filtration mains libres

No. d'article	type	emballage pces.	Prix
12.8900.12	MultiStation	1	CHF 2'590.00 CHF 4'392.00
12.8900.13	Tube à vide pour silicone MultiStation, Ø extérieur 15 mm, Ø intérieur 7 mm, longueur : 200 mm	1	CHF 10.10 CHF 17.15

Plus de photos de produits



* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 21.04.2026 à 18:20 heures.

www.huberlab.ch